


Beställningsunderlag Tumble Hygienkuddar

Leverantör: Cobi Rehab

Hygienkuddarna är tänkt att kunna användas för placering av kroppen och ge stabilitet och stadga i hygienstol och/eller duschvagn – Tål väta.

Kuddarna är inte förskrivningsbara som badhjälpmedel

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
Hygienkuddar				
	Liten halvmåne	42248	3002-9601-000	Litet stabilt stöd längs bålen i hygienstol eller nackstöd på duschbrets. Längd: 47 cm Bredd: 21 cm
	Nackkudde	42687	3002-9911-000	Längd: 56 cm Bredd: 37 cm
	Banankudde S	37040	3002-9811-000	Längd: 90 cm Bredd: 50 cm
	Banankudde M	41461	3002-9111-000	Längd: 110 cm Bredd: 62 cm
	Banankudde L	42688	3002-9101-000	Längd: 125 cm Bredd: 76 cm
	T-kudde S	41118	3002-9027-000	S: Längd: 60 cm Bredd: 38 cm
	T-kudde L	42689	3002-9017-000	L: Längd 78 cm Bredd 50 cm
Tvättpåse				
	S - 38x52 cm Passar: 42248, 42687, 41118	42690	3002-9802-000	Tvätt i tvättpåse max 60° med vanligt förekommande tvättmedel.. Sköljmedel ska INTE användas. Efter tvätt rekommenderas torktumling vid låg värme alt torkskåp vid max 60°. Kuddar med torr vikt över 1 kg rekommenderas inte tvätt i vanlig hushållstvättmaskin då kuddarnas höga vikt vattenfyllda kan skada maskinen under inledande centrifugering.
	M – 52x66 cm Passar: 37040, 42689	41462	3002-9803-000	
	L – 74x72 cm Passar: 41461, 42688	42691	3002-9804-000	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-10130	Version 5.0