

Beställningsunderlag positioneringskuddar

Leverantör: Cobi Rehab

Alla positioneringskuddar levereras inklusive bomullsöverdrag


Bild	Beskrivning	Sesam	Lev Art nr	Kommentar
För komplett information om alla kuddarnas mått, se dokument från leverantör:				
Kompletterande mått för tumlekudden				
				
Halskrage				
	Halskrage junior Längd: 36 cm Bredd: 37 cm	40646	0305-321-120	Halskragen är formstyv och ger gott stöd åt huvudet bakåt och åt sidan. För bästa funktion är det viktigt att kudden får avlastning emot t.ex. ett högt ryggstöd i fåtölj eller rullstol. Kudden kan också användas för att avlasta ben och fot vid liggande då den läggs runt benet eller fotleden, fungera som sittring och stöd för bäckenet vid sittande eller som huvudkudde med avlastning för tryck mot örat.
	Halskrage vuxen Längd: 47 cm Bredd: 48 cm	40647	0305-311-120	
Barnnackkudde				
	Tunn barnnackkudde Längd: 41 cm Bredd: 32 cm	40648	0305-901-120	Den tunna barnnackkudden är lätt att forma kring hals och nacke. Kudden är mycket tunn och så lång att ändarna räcker långt ned på bröstet. Den används också som stöd under armarna på små barn som sitter. Den tjocka barnnackkudden passar större barn och vuxna. Den ger gott stöd åt sidan då den fyller ut tomrum mellan nacke och huvudstöd effektivt. Kudden fungerar också bra som stöd under arm och hand vid sittande i rullstol.
	Mellan barnnackkudde Längd: 40 cm Bredd: 31 cm	39637	0305-921-120	
	Tjock barnnackkudde Längd: 55 cm Bredd: 38 cm	37038	0305-911-120	
Halvmånekudde				
	Liten halvmåne Längd: 46 cm Bredd: 22 cm	40649	0305-301-120	Halvmånekudden används främst som stöd under arm och hand, i svanken i både sittande och liggande ställning och som tryckavlastning mellan knän eller fötter. Liten halvmåne fyller utmärkt ut ett för stort nack- eller huvudstöd och kan placeras som ett smidigt stöd för bälten i rull-
	Stor halvmåne Längd: 74 cm Bredd: 44 cm	39638	0305-801-120	


Bild	Beskrivning	Sesam	Lev Art nr	Kommentar
	Tjock halvmåne Längd: 85 cm Bredd: 53 cm	40650	0305-811-120	stolen. Stor halvmåne är ett utmärkt alternativ till hemiplegiarmstöd, men fungerar också bra som stöd bakom skuldror, hals och huvud för en brukare med kyfotisk sittställning. Stor tjock halvmåne är en universell stödkudde som kan ersätta rullstolsbord som stöd för underarmar och bål. I liggande passar de flesta halvmånekuddar som stöd under nacke och skuldror eller som avlastning mellan underarmar och bål i sidosliggande.
Banankudde				
	Liten banan Längd: 104 cm Bredd: 68 cm	40651	0305-111-120	Banankudden kan placeras bakom, framför eller runt den som har balansproblem i sittande och kan möjliggöra flera alternativ till att sitta i rullstolen. Vid liggande på sidan ger banankudden stöd längs hela ryggen, runt stjärten och ut mellan benen. Den kan även ge stöd framifrån mot bröst och mage i sidoliggande. Vid rygggläge ger banankudden stöd och avlastning under knän eller under axlar, skuldror och huvud med stora möjligheter till individuell positionering.
	Stor banan Längd: 116 cm Bredd: 78 cm	20082	0305-101-120	
V-Kudde				
	V-kudde Längd: 315 cm Bredd: 26 cm	40652	0305-151-120	V-kudden är en lång rak kudde. Den kan vikas som ett stort V. Tillåter stor variation vid t.ex. liggande på magen då det går utmärkt att bygga ett stöd under armar och huvud samtidigt som kudden når höft och ben.
Fyrkantskudde				
	Smal fyrkant Längd: 40 cm Bredd: 18 cm	40653	0305-761-120	Fyrkantkudden är en allround kudde. Alla fyrkantkuddar är lämpliga att stabilisera arm och ben, då kudden lagrar stabilt och ligger still genom att den formar sig maximalt efter kroppen och underlaget. Den lilla fyrkantkudden fungerar som extra stöd/polstring till ett befintligt armstöd på rull- eller arbetsstol. Liten fyrkantkudde fyller ut tomrum emot ryggstöd eller säng vid scolios. Stor fyrkantkudde fungerar som avlastning under armar och händer i sittande då den också formas till ett stöd för en bricka, bok eller tangentbord.
	Kort fyrkant Längd: 35 cm Bredd: 22 cm	40654	0305-731-120	
	Liten fyrkant Längd: 60 cm Bredd: 30 cm	39639	0305-701-120	
	Stor fyrkant Längd: 70 cm Bredd: 40 cm	22858	0305-711-120	

Bild	Beskrivning	Sesam	Lev Art nr	Kommentar
	Lång fyrkant Längd: 105 cm Bredd: 36 cm	24317	0305-721-120	
T-kudde				
	T-kudde XS Längd: 35 cm Bredd: 25 cm	40655	0305-6041-120	T-kudden. I sittande används den som abduktionsstöd. Placerad bakom underbenen, med stöd mot vadvädden på en rullstol, håller T-kudden isär knäna och styr benen till symmetrisk position. De mindre kuddarna fungerar bra även som stöd och avlastning av fötterna emot fotstödet på rullstolen.. Vid rygläge i säng placeras T-kudden under knävecken där den skapar avspänning och komfort samtidigt som abducerar och stödjer benen.
	T-kudde S Längd: 56 cm Bredd: 35 cm	39640	0305-6031-120	
	T-kudde M Längd: 63 cm Bredd: 37 cm	40656	0305-6021-120	
	T-kudde L Längd: 81 cm Bredd: 52 cm	40657	0305-6011-120	
	T-kudde XL Längd: 93 cm Bredd: 51 cm	40658	0305-6001-120	

Specialkuddar


Bild	Beskrivning	Sesam	Lev Art nr	Kommentar
Knubbkudde				
	Knubbkudde Längd: 35 cm Bredd: 24 cm Höjd: 6/14 cm	40659	0305-511-120	Knubbkudden är en kilformad universal-kudde med runda hörn. Kudden ger ett stabilt stöd och används då "höjd" behöver byggas upp under annan kudde. Den kan också vara utfyllnad mellan huvud och nackstödet på rullstolen eller som en abduktionskloss mellan knäna.
Omfamnare				
	Omfamnare XS Längd/bredd: 73 cm Höjd: 73 cm	40660	0305-6441-120	Omfamnaren läggs med den tunna mitt-delen bakom skuldrorna och de tjockare delarna fram under armarna. Där hålls delarna samman av kardborre och bildar på så sätt en bra avlastning för armarna i knät.
	Omfamnare S Längd/bredd: 83 cm Höjd: 80 cm	37039	0305-6421-120	

Bild	Beskrivning	Sesam	Lev Art nr	Kommentar
	Omfamnare L Längd/bredd: 85 cm Höjd: 98 cm	40661	0305-6401-120	

Tillbehör/reservdel - Överdrag

Beskrivning	Sesam	Lev Art nr	Sesam	Lev Art nr
Passar till kudde	Bomullsöverdrag <i>Ingår i grundutförandet</i>		Hygienöverdrag	
Halskrage junior	40662	0305-321-020	40664	0305-321-010
Halskrage vuxen	40663	0305-311-020	40665	0305-311-010
Tunn barnnackkudde	37702	0305-901-020	40687	0305-901-010
Mellan barnnackkudde	40666	0305-921-020	40688	0305-921-010
Tjock barnnackkudde	40667	0305-911-020	40689	0305-911-010
Liten halvmåne	24458	0305-301-020	40690	0305-301-010
Stor halvmåne	40668	0305-801-020	40691	0305-801-010
Tjock halvmåne	40669	0305-811-020	40692	0305-811-010
Liten banan	40670	0305-111-020	40693	0305-111-010
Stor banan	40671	0305-101-020	40694	0305-101-010
V-kudde	40672	0305-151-020	40695	0305-151-010
Smal fyrkant	40673	0305-761-020	40696	0305-761-010
Kort fyrkant	40674	0305-731-020	40697	0305-731-010
Liten fyrkant	40675	0305-701-020	40698	0305-701-010
Stor fyrkant	40676	0305-711-020	40699	0305-711-010
Lång fyrkant	40677	0305-721-020	40700	0305-721-010
T-kudde XS	40678	0305-6041-020	40701	0305-6041-010
T-kudde S	40679	0305-6031-020	40702	0305-6031-010
T-kudde M	40680	0305-6021-020	40703	0305-6021-010
T-kudde L	40681	0305-6011-020	40704	0305-6011-010
T-kudde XL	40682	0305-6001-020	40705	0305-6001-010
Knubbkudde	40683	0305-511-020	40706	0305-511-010
Omfamnare XS	40684	0305-6441-020	40707	0305-6441-010
Omfamnare S	40685	0305-6421-020	40708	0305-6421-010
Omfamnare L	40686	0305-6401-020	40709	0305-6401-010