

Andningsskydd

Syfte

Att beskriva användning och hantering av andningsskydd.

FFP3 (engångsprodukt) i kombination med visir eller skyddsglasögon

Användning

- Används vid luftburen smitta som lungtuberkulos, mässling, vattkoppor
- Används vid luftvägsinfektioner som huvudsakligen överförs genom droppsmitta, till exempel influensa, covid-19 med flera, vid risk för aerosolbildning till exempel vid sugning av luftvägar, intubation, non-invasiv ventilation (CPAP, BiPAP), bronkoskopi med mera
- Maximal användningstid 8 timmar
- Ansiktsbehåring, skägg eller skäggstubb, medför att andningsskyddet inte slutar tätt. Det i sin tur medför att luft kan läcka in på sidorna av andningsskyddet.

Handhavande av andningsskyddet



Så tas andningsskyddet på:

- Placera andningsskyddet över näsa, mun och haka
- Kläm åt metallskenan över näsryggen så att munskyddet sitter bra
- Fäst snörena (eller gummibandet) bakom huvudet
- Justera andningsskyddet så det sitter bra runt näsan och över hakan
- Vid användning av andningsskydd FFP 3 gör ett täthetstest Kupa händerna över näsa och mun och andas in kraftigt.
Justera andningsskyddet vid behov och upprepa testet

Så tas andningsskyddet av:

- Rör inte själva andningsskyddet, bara snörena (gummibanden) bakom huvudet.
- Lossa det nedre bandet först, därefter det övre bandet.
- Lyft andningsskyddet från ansiktet medan du håller i banden