

Beställningsunderlag för smärtstimulator

Leverantör: Enovis tidigare DJO Nordic

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	Cefar Basic (utgående) Ersätts av Cefar Tens, se nedan	34060	1490	Cefar Basic är en enkel smärtstimulator med endast 3 förprogrammerade program . 2 icke-separata kanaler 3 förinställda program: HF Tens 80 Hz LF Tens 2 Hz Pulsmodulerad HF Tens
	Cefar Primo pro (utgående) Ersätts av Cefar Tens, se nedan	28149	1471	2 separata kanaler TENS 7 fasta program 3 program för programmering

Ingår i grundutförande för:
Cefar Basic
Cefar Primo pro

Transportväska
Laddare 29455
2 kablar 29454
Halsband och bälstescap 29453
Uppladdningsbara batterier
Bruksanvisning/praktisk guide

*=lagervara

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	Cefar TENS	*43526	2061	Inbyggd laddare 2 separata kanaler TENS samt EMS/NMES (neuromuskulär stimulering) 10 fasta program 5 program för programmering

Ingår i grundutförande för:
Cefar TENS

Transportväska
Snabbladdare
2 kablar
Halsband och bältesklämma
Bruksanvisning/praktisk guide

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Cecilia Pålsson
Dokumenttyp Information	Dokument-id selserv-4-171	Version 8.0

Tillbehör

***= Lagervara**

Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
Elektroder OBS! samma elektroder till alla stimulatorer			
Dura Stick premium (original) Strl: 4x6 cm oval Strl: 5x9 cm rektangulär Strl: 5x10 cm oval Strl: 3,2 cm rund	*10117 *10116 *10118 *22681	42207 42210 6220700 42005	Köp 4 st/förp Dura Stick premium är gjord av specialväv för extra god följsamhet vid ojämna kroppsdelar. Håller 20-40 behandlingar
Dura Stick Premium (känslig hud) Strl: 5x5 cm fyrkant Strl: 4x9cm rektangulär	52134 41074	42211 42212	Köp 4 st/förp För extra känslig hud, skonsammare gel än vanlig självhäftande elektrod. God lednings-och vidhäftningsförmåga Håller 20-40 behandlingar

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Cecilia Pålsson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id selserv-4-171	Version 8.0